

i8 ^{NEW}

Все в Одном, За Ваши Ожидания




CHISON
Value Beyond Imaging



Сhison i8 – новая цветная многофункциональная доплеровская система. Высокое качество визуализации, передовые технологии обработки изображения и современный удобный интерфейс расширят границы исследований и придадут больше уверенности любому пользователю. Область применения аппарата i8 – это абдоминальные исследования, акушерство и гинекология, кардиология, сосуд, грудь, мускуло-скелетная система, а также малые органы.


Лучшее Качество Визуализации



4-камеры, Режим В/С




Лицо плода, 29 недели, Режим 4Д




Подлопаточное сухожние, Режим В



Плод, Режим 2В



4-камеры, Режим PW



Межелуночковая перегородка, Режим TDI

Датчики



Конвексный
(2.5МГц-5.3МГц) D3C60L



Линейный
(5.0МГц-10.0МГц) D7L40L



Линейный
(7.0МГц-18.0МГц) D12L40L



Линейный
(4.0МГц-10.7МГц) D7L60L-60mm



Трансвагинальный
(4.0МГц-10.0МГц) D6C12L



Секторный фазированный
(2.5МГц-4.0МГц) D3P64L



Трансвагинальный
(4.0МГц-10.7МГц) D7C10L



Объемный
(2.5МГц-5.3МГц) V4C40L



Микро-конвексный
(2.5МГц-6.4МГц) D3C20L



Микро-конвексный
(3.5МГц-8.0МГц) D5C20L



Микро-конвексный
(4.0МГц-10.7МГц) D6C15L



Секторный фазированный
(4.0МГц-10.0МГц) D6P64L

Особенности


◇ Виртуальный HD (опция)

- Виртуальный HD является прорывом в технологии 4Д в режиме реального времени.
- При использовании подвижного виртуального источника света.
- В результате, эта передовая инновация значительно повысит доверие врачей к диагнозу и укрепит связь между матерью и плодом.



◇ Эластография (опция)

Эластография отображает жесткость ткани в реальном времени для обеспечения врачей дополнительными диагностическими данными при сканировании органов, как печень и груди.



◇ Супер - игла (опция)

С помощью супер-иглы, клиницисты могут увидеть иглу внутри ткани более четко при медицинской процедуре. Угол иглы до $\pm 30^\circ$.




Без супер - иглы

С супер - иглой
Лучше увидеть иглу

◇ Изогнутая панорамная визуализация (опция)

Изогнутая панорамная визуализация может генерировать широкий и гибкий вид при использовании распознавания и синтеза изображения, чтобы показать больше анатомическую информацию для диагностики.



◇ Линейный Датчик с Высокой Частотой до 18МГц

Наш линейный датчик с высокой частоты обеспечивает беспрецедентное детальное разрешение и превосходное контрастное разрешение изображений с частотой до 18 МГц.



WWW.CHISON.COM



Ei820151120

CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD.

Контактный Адрес по Продаже и Обслуживанию:

No. 9 Xin Hui Huan Road, New District, Wuxi, Jiang Su Province, China 214028

TEL: 0086-510-85310593 / 85310937

FAX: 0086-510-85310726

EMAIL: export@chison.com.cn

